

KARBONMONOKSİT
ÖLÇÜM CİHAZI



İLE NEFESİNİZİ
GERİ KAZANIN

TABATABAV3®



**DIŞARI VERİLEN HAVADA
KARBONMONOKSİT ANALİZİ
CİHAZI**

- ▶ Modern arayüz ve kolay kullanım
- ▶ Büyük dokunmatik ekran
- ▶ PPM, % HbCo ve % HbCo fetüs için anında sonuçlar
- ▶ Batarya ömrü: 5 yıl



CE
0459



Şarj portu
USB-C
Bataryasız çalışır

Açma düğmesi



2.8" büyük dokunmatik ekran

Kullan at ölçüm ağızlığı ve pipet
tek kullanımlık çek valf ve ağızlık içerir
(Tabataba V2 ve V3 ile uyumludur).

AKTİF VE PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİNE KARŞI YENİ DOSTUNUZ

Basit, güvenilir ve tekrarlanabilir **TABATABA v3®** profesyonel sağlık çalışanlarına (tabakologlar, iş sağlığı, dernekler, anne sağlığı, göğüs hastalıkları, eczacılık alanındaki doktorlar) yönelik bir ölçüm cihazıdır.

Dışarı verilen havadaki karbonmonoksit oranını ölçer ve **sigarayı bırakma süreci** çerçevesinde **takip yapmayı sağlar**. Ayrıca **ortam havasındaki karbonmonoksit seviyesi ölçümünü de sağlar**. Doktorlar tarafından yaygın olarak benimsenen cihaz, ayrıca mükemmel bir eğitim aracıdır, sigarayı bırakma konusunda bilinçlendirme gücü tartışılmazdır.

CİHAZINIZIN KONTROLÜ PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Büyük dokunmatik ekranı sayesinde **TABATABA V3** daha önce görülmemiş bir kullanıcı deneyimi sunar.

Bilgisayarlı, pilsiz ve **kablosuz** cihaz daha fazla özgürlük sunar. Bataryası USB kablosuyla şarj edilir. **Bilgiler ve sonuçlar** cihaz üzerinde **anında** görülebilir ve/veya **Wi-Fi ile dışarı aktarılabilir**.

TABATABAV3®

WEB UYGULAMASININ AVANTAJLARI

- ▶ Ürün bilgileri yönetimi (seri numarası, kalibrasyon tarihi vs.)
- ▶ Güvenli hasta bilgilerinin yönetimi (kaydedilmiş ölçümler, hasta kimliği vs.)
- ▶ Cihaz ayarları (ekspirasyon süresi vs.)
- ▶ Verilerin CVS olarak dışarı aktarılması
- ▶ Hasta raporu oluşturma (PDF)



AŞAMA 1



«Teste başla»
ya basın

AŞAMA 2



Hasta nefes almalı,
ardından geriye sayım
boyunca nefesini
tutmalıdır

AŞAMA 3



Hasta, talimat kaybolana
dek yavaşça üflemelidir



PPM
HbCO%
HbCOf%

Sonuç PPM*, HbCO%*
veya HbCOf%* olarak
gösterilir



Verileri
kaydedin

*PPM milyon hava partikülü başına karbonmonoksit partikülü; % HbCO: karboksihemoglobin seviyesi; %HbCOf: fetüs karboksihemoglobin seviyesi

DİSTRİBÜTÖRÜNÜZ

**SİGARA İÇMEK
ÖLDÜRÜR...
HIÇBİR ŞEY
YAPMAMAK
DA!**

«**Karbonmonoksit hesaplayıcınız**»
her zaman elinizin altında olsun!
TABATABAV3®, aktif ve pasif sigara
içiciliğinde dışarı verilen havadaki
karbonmonoksit oranını hızlı ve etkili bir
şekilde ölçmeyi sağlar.



TEMEL AKSESUARLAR

Non vendus avec l'appareil :
Cihaz ile birlikte satılmaz:

- Tek kullanımlık pipet (250'lik kutu)
- Tek kullanımlık ağızlık (250'lik kutu)

5
YIL
CİHAZ ÖMRÜ
BATARYA

2
YIL
GARANTİ
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459