

CO-TESTEUR



RETROUVEZ  
VOTRE SOUFFLE

**TABATABA**v3<sup>®</sup>



**ANALYSEUR DE CO  
DANS L'AIR EXPIRÉ :**

- ▶ Interface moderne et simple d'utilisation
- ▶ Large écran tactile
- ▶ Résultat instantané en PPM, % HbCo et % HbCo fœtal
- ▶ Durée de vie cellule : 5 ans



CE  
0459



Port de charge  
USB-C  
Fonctionne sans pile

Bouton d'allumage



Large écran tactile 2.8"

Piégeur & pipette jetables

avec valve anti-retour et embout buccal à usage unique (compatibles avec Tabataba V2 et V3).

## VOTRE NOUVEL ALLIÉ CONTRE LE TABAGISME ACTIF ET PASSIF

Simple et rapide, le **TABATABA v3®** est un appareil de mesure destiné aux professionnels de la santé (médecins, tabacologues, santé au travail, associations, maternités, pneumologues, pharmacies...)

Il mesure le niveau de CO dans l'air expiré et permet d'assurer un suivi dans le cadre d'un sevrage tabagique. Il permet également de mesurer le niveau de CO dans l'air ambiant. Adopté par de nombreux médecins, il est aussi un excellent instrument pédagogique, son pouvoir sensibilisant à l'arrêt du tabagisme actif et passif est incontestable.

### PILOTEZ VOTRE APPAREIL DU BOUT DES DOIGTS

Avec son large écran tactile, le **TABATABA V3** offre une expérience utilisateur inédite.

**Informatisé**, sans pile et **sans fil**, il offre plus de liberté. Sa batterie se recharge à l'aide du câble USB-C. **Les informations et résultats** peuvent être consultés **instantanément** sur l'appareil et/ou **exportés par wifi**.

### TABATABAv3®

#### LES + DE LA WEB APP

- ▶ Gestion des informations produits (n° de série, date calibration...)
- ▶ Gestion des informations patients sécurisées (mesures enregistrées, identité-patient...)
- ▶ Paramétrages de l'appareil (durée d'expiration...)
- ▶ Export des données en CSV
- ▶ Génération d'un rapport patient en PDF



ETAPE 1




ETAPE 2



ETAPE 3



ETAPE 4



ETAPE 5



\*PPM = particules de CO par million de particules d'air ; HbCO% = taux de carboxyhémoglobine ; HbCOf% = taux de carboxyhémoglobine fœtale

VOTRE DISTRIBUTEUR

**FUMER TUE...  
NE RIEN FAIRE  
AUSSI !**

Ayez le réflexe d'avoir votre «**calculette à CO**» à portée de main ! Le **TABATABA v3®** permet de tester rapidement et efficacement le taux de CO expiré du tabagisme actif et passif.



### ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Non vendus avec l'appareil :

- Pipettes à usage unique (boîte de 250)
- Piégeurs à usage unique (boîte de 250)



51 rue Antoine Primat - CS 60194  
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89  
Fax +33 (0)4 72 33 43 51  
contact@fim-medical.com

CE  
0459