

DÉPISTEUR VISUEL



# L'AUTOMATISME AU BOUT DES DOIGTS **VISIOCLICK®**

## **AUTOMATISATION DU DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS**

- ▶ S'adapte à votre parc Visiolite®
- ▶ Automatisation de tous les tests
- ▶ Instructions vocales multilingues
- ▶ Compact et léger

CE





## LA PERFORMANCE EN TÊTE

Transformez votre Visiolite® Master ou Master GT en appareil automatisé. VisioClick® s'adapte également aux versions antérieures, à partir de 2012. Compact, léger, **il est opérationnel dès le premier branchement**. Une simple mise à jour du logiciel Visiolite® suffit. La présence de l'opérateur durant l'examen n'est plus nécessaire : la consigne vocale multilingue permet de se faire comprendre auprès de tous.

### ÉTAPE 1



Le patient s'équipe du casque et reçoit les instructions vocales des tests s'affichant dans le Visiolite®. Plusieurs langues disponibles.

### ÉTAPE 2



Le patient répond directement aux instructions en cliquant sur le boîtier réponse.

### ÉTAPE 3




Les résultats s'enregistrent automatiquement.

### ÉTAPE 4



Une information est donnée au patient et à l'opérateur signalant la fin de l'examen. Les résultats sont enregistrés et peuvent être interfacés avec l'ensemble des « logiciels métiers ».



## LOGICIEL VISIOLITE®

### Fonctionnalités logicielles spécifiques :

- ▶ Ce dispositif peut réaliser tous les tests individuellement dans l'ordre de votre choix ou la totalité d'un protocole de tests déjà programmé.
- ▶ Création de séquences métiers personnalisables et réalisables en mode automatique
- ▶ Consignes vocales multilingues (français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, polonais, portugais, turque, arabe...)
- ▶ Interfaçage avec les progiciels du marché (MEDTRA, HEALTH@WORK, STETHO, PREVENTIEL, KITRY, DINAMIT, PADOA...)

VOTRE DISTRIBUTEUR



**1 BOÎTE DE 50 PAIRES  
DE BONNETTES  
AUDITIVES OFFERTE\***

biocompatibles à usage unique  
pour tous vos tests.

Port de bonnettes conseillé.

#### Avantages :

- Préserve la durée de vie des coussinets
- Solution plus hygiénique
- Diam. 11 cm, s'adapte à un large choix de casque
- Aucune atténuation sur la qualité de mesure

\* pour l'achat d'un appareil VisioClick®

### ACCESSOIRES

(inclus avec votre appareil)

- le casque + le support
- 1 housse de transport
- 1 boîte de bonnettes biocompatibles

**2**  
ANS  
GARANTIE  
VISIOCLICK®

**1**  
AN  
GARANTIE  
CASQUE



51 rue Antoine Primat - CS 60194  
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89  
Fax +33 (0)4 72 33 43 51  
contact@fim-medical.com

