

CO-TESTER



RITROVA
IL TUO RESPIRO

TABATABAv3[®]



**ANALIZZATORE DI CO
NELL'ARIA ESPIRATA**

- ▶ Interfaccia moderna e semplice da usare
- ▶ Ampio touch screen
- ▶ Risultato immediato in PPM, % HbCo e % HbCo fetale
- ▶ Durata di vita della cellula: 5 anni



CE
0459



Porta per la ricarica
USB-C
Funziona senza pile

Pulsante
di accensione



Ampio schermo touch da 2.8"

Trapper e pipetta monouso
con valvola anti-ritorno con boccaglio monouso
(compatibili con Tabataba V2 e V3).

IL VOSTRO NUOVO ALLEATO CONTRO IL FUMO ATTIVO E PASSIVO

Semplice, affidabile e riproducibile, il **TABATABA V3®** è un dispositivo di misurazione pensato per gli operatori sanitari (medici che si occupano di tabagismo, professionisti della salute sul lavoro, associazioni, cliniche di maternità, pneumologi, farmacie, ecc.)

Misura il livello di CO nell'aria espirata e garantisce il **monitoraggio** nel contesto dei **programmi di disassuefazione dal fumo**. Può essere utilizzato anche per **misurare il livello di CO nell'aria ambiente**. Ampiamente adottato da molti medici, è anche un eccellente strumento educativo e il suo potere di sensibilizzazione sulla necessità di smettere di fumare è innegabile.

IL DISPOSITIVO SI CONTROLLA CON LA PUNTA DELLE DITA

Grazie al suo ampio touch screen, il **TABATABA V3®** offre un'esperienza d'uso senza precedenti.

Computerizzato, senza batteria e **senza fili**, offre una maggiore libertà. Sarà possibile ricaricare la batteria servendosi del cavo USB.

Le informazioni e i risultati possono essere consultati **in modo immediato** sul dispositivo stesso e/o **esportati in modalità Wi-Fi**.

TABATABAv3®

I PUNTI DI FORZA DELLA WEB APP

- ▶ Gestione delle informazioni sul prodotto (numero di serie, data di calibrazione, ecc.)
- ▶ Gestione sicura delle informazioni del paziente (misurazioni registrate, identità del paziente, ecc.)
 - ▶ Impostazioni del dispositivo (scadenza, ecc.)
 - ▶ Esportazione dei dati in formato CSV
 - ▶ Generazione di un report sul paziente in formato PDF.



PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

PASSAGGIO 3

PASSAGGIO 4

PASSAGGIO 5



Premere
«Avvia test»



Il paziente deve inspirare e poi bloccare la respirazione durante il conto alla rovescia



Il paziente deve soffiare lentamente fino a che non scompare l'istruzione



PPM
HbCO%
HbCOf%

Viene visualizzato il risultato in PPM*, HbCO%* oppure HbCOf%*



Salva
i dati

*PPM particelle di CO per milione di particelle d'aria ; %HbCO: livello di carbossiemoglobina ; %HbCOf: livello di carbossiemoglobina fetale

IL VOSTRO DISTRIBUTORE

**FUMARE
UCCIDE...
E ANCHE NON
FARE NIENTE
UCCIDE!**

Accertatevi di avere a portata di mano la vostra « **calcolatrice di CO** »! Il dispositivo **TABATABA V3®** vi consente di verificare in modo rapido ed efficace il livello di CO espirato in seguito al fumo attivo e passivo.



ACCESSORI INDISPENSABILI

Non venduti con il dispositivo:

- Pipette monouso (confezione da 250)
- Trapper monouso (confezione da 250)

5
ANNI
DURATA DI VITA
CELLULA

2
ANNI
GARANZIA
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459