

MEDIDOR DE CO



RECUPERE
EL ALIENTO

TABATABAv3[®]



**ANALIZADOR DE CO2
EN EL AIRE EXHALADO**

- ▶ Interfaz moderna y fácil de usar
- ▶ Pantalla táctil de gran tamaño
- ▶ Resultados al instante en PPM, % COHb y % COHb fetal
- ▶ Vida útil de la celda: 5 años



CE
0459





Puerto de carga
USB-C

Funciona sin pilas

Botón de encendido

Gran pantalla táctil de 2,8"

Captador y pipeta desechables

con válvula antirretorno y boquilla de un solo uso
(compatibles con Tabataba V2 y V3)

SU NUEVO ALIADO CONTRA EL TABAQUISMO ACTIVO Y PASIVO

Simple, fiable y reproducible: **TABATABA v3®** es un dispositivo de medición destinado a profesionales de la salud (médicos tabacólogos, profesionales de la salud laboral, asociaciones, clínicas de maternidad, neumólogos, farmacias, etc.)

Mide la tasa de CO en el aire exhalado y permite un **seguimiento** en un proceso de **dejar de fumar**. También permite **medir el nivel de CO en el aire ambiental**. No solo ha sido ya adoptado por muchos profesionales de la salud, sino que es además un excelente instrumento pedagógico con gran potencial para sensibilizar a las personas para que dejen de fumar.

CONTROLE SU APARATO CON SOLO UNOS TOQUES

La pantalla táctil de gran tamaño del **TABATABA V3** ofrece al usuario una experiencia extraordinaria.

Completamente **digitalizado**, sin pilas y **sin cables**, para un máximo de libertad. La batería se recarga mediante un cable USB. Puede consultar la **información y los resultados** al instante o **exportarlos mediante wifi**.

TABATABAv3®

VENTAJAS DE LA APP WEB

- ▶ Gestión de la información sobre el producto (n.º de serie, fecha de calibración...)
- ▶ Gestión segura de los datos del paciente (datos medidos, identidad del paciente...)
- ▶ Ajustes del aparato (duración de la exhalación...)
- ▶ Exportación de datos en CSV
- ▶ Generación de un informe de cliente en PDF



ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5



Pulsar
«Lanzar test»



El paciente debe inhalar
y retener la respiración
durante la cuenta atrás



El paciente debe soplar
lentamente hasta que
desaparezca la señal



PPM
HbCO%
HbCOf%

El resultado se muestra
en PPM*, COHb%*
o COHbf%*



Registro
de los datos

*PPM partículas de CO por millón de partículas de aire ; % COHb: nivel de carboxihemoglobina ; %COHb: nivel de carboxihemoglobina fetal

SU DISTRIBUIDOR

¡FUMAR MATA,
PERO NO
HACER NADA
TAMBIÉN!

Tenga siempre a mano su «calculadora de CO». **TABATABAV3®** le permite medir de forma rápida y eficaz el nivel de CO exhalado como consecuencia del tabaquismo activo y pasivo.



ACCESORIOS INDISPENSABLES

No incluidos con el dispositivo:

- Pipetas de un solo uso (caja de 250)
- Captadores de un solo uso (caja de 250)

5
AÑOS
VIDA ÚTIL
CELDA

2
AÑOS
DE GARANTÍA
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459