

THIẾT BỊ XÉT
NGHIỆM KHÍ CO



LẤY LẠI HƠI
THỞ CỦA BẠN

TABATABAV3[®]

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH
KHÍ THỞ CO

- ▶ Giao diện hiện đại và đơn giản
- ▶ Màn hình cảm ứng lớn
- ▶ Có kết quả ngay lập tức theo PPM, % HbCo và % HbCo bào thai
- ▶ Tuổi thọ pin: 5 năm



CE
0459



Cổng sạc USB-C
Hoạt động không cần
pin rời

Nút nguồn

Màn hình cảm ứng lớn 2.8"

Bộ gom & Pipet dùng một lần
với van một chiều và miệng loe dùng một lần
(tương thích với Tabataba V2 và V3).

TABATABA v3®

ƯU ĐIỂM CỦA ỨNG DỤNG WEB

- ▶ Quản lý thông tin sản phẩm (số serial, ngày hiệu chuẩn, v.v.)
- ▶ Quản lý thông tin bệnh nhân an toàn (số đo được ghi lại, danh tính bệnh nhân, v.v.)
- ▶ Cài đặt thiết bị (thời gian hết hạn, v.v.)
- ▶ Xuất dữ liệu dưới dạng CSV
- ▶ Tạo báo cáo bệnh nhân (PDF)



ĐỒNG MINH MỚI CỦA BẠN CHỐNG LẠI HÚT THUỐC CHỦ ĐỘNG VÀ THỤ ĐỘNG

Dễ sử dụng, chính xác và có thể tái sử dụng, **TABATABA v3®** là thiết bị đo lường dành cho các chuyên gia y tế (nhà nghiên cứu thuốc lá, chuyên viên sức khỏe nghề nghiệp, hiệp hội, khoa sản, chuyên gia về phổi, nhà hóa học, v.v.)

Thiết bị này đo mức CO trong không khí thở ra và cung cấp sự theo dõi cho các chương trình **cai thuốc lá**. Nó cũng có thể đo **nồng độ CO trong không khí xung quanh**. Được các bác sĩ sử dụng rộng rãi, thiết bị này cũng là một công cụ giảng dạy tuyệt vời, sức mạnh nâng cao nhận thức để cai hút thuốc là không thể chối cãi.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY THIẾT BỊ CỦA BẠN

Với màn hình cảm ứng lớn, **TABATABA v3®** mang lại trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới.

Vi tính hóa, không dùng pin rời và **không dây**, thiết bị mang lại sự tự do hơn. Pin có thể sạc lại bằng cáp USB. Tra cứu **tức thời Thông tin và kết quả** trên thiết bị và/hoặc **xuất qua wifi**.

BƯỚC 1



Nhấn «Bắt đầu xét nghiệm»

BƯỚC 2



Bệnh nhân phải hít vào, sau đó nín thở trong thời gian đếm ngược

BƯỚC 3



Bệnh nhân phải thổi từ từ cho đến khi tín hiệu biến mất

BƯỚC 4



PPM
HbCO%
HbCOf%

Kết quả được hiển thị theo PPM*, % HbCO* hoặc % HbCOf*

BƯỚC 5



Lưu dữ liệu

*PPM: Số lượng hạt CO trên một triệu hạt không khí ; % HbCO: nồng độ carboxyhaemoglobin ; %HbCOf: nồng độ carboxyhaemoglobin bão hòa

NHÀ PHÂN PHỐI CỦA BẠN

HÚT THUỐC GÂY CHẾT NGƯỜI ...KHÔNG LÀM GÌ CŨNG VẬY!

Hãy tập thói quen mang theo «**máy đo khí CO**» bên mình. **TABATABA V3®** kiểm tra nhanh chóng và đáng tin cậy nồng độ CO thở ra khi hút thuốc chủ động và thụ động.



PHỤ KIỆN CẦN THIẾT

Không bán kèm thiết bị:

- Pipet dùng một lần (gói 250 cái)
- Bộ gom dùng một lần (gói 250 cái)

5
NĂM
TUỔI THỜI SỬ DỤNG
PIN

2
NĂM
BẢO HÀNH
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459