

AUDIOMÈTRE



OUVERT SUR
LE MONDE

AUDIOLYSER® ADL20

2 MODÈLES
DE CASQUE
DISPONIBLES

**DÉPISTAGE ET CONTRÔLE
DE LA FONCTION AUDITIVE**

AUDIOMÈTRE TONAL DE CLASSE 4

- ▶ Portatif : compact et léger
- ▶ Assistance vocale Multilingue
- ▶ Informatisé : logiciel Audiowin®20
- ▶ Supports vidéos



Holmco
PD81



RadioEar
DD65

CE
0459



LA PERFORMANCE EN TÊTE



Simple et rapide d'utilisation, l'**audiomètre ADL-20** intègre les dernières technologies numériques. Il est doté d'un DSP (Digital Sound Processor) qui génère des sons purs tout en apportant une grande fiabilité. L'**ADL-20** est un instrument professionnel de dernière génération, flexible, portable et informatisé. Indispensable, cet instrument permet de réaliser en toute quiétude vos contrôles et dépistages des troubles auditifs.

ASSISTANCE VOCALE MULTILINGUE



PLUSIEURS
LANGUES
DISPONIBLES

L'audiomètre est équipé de l'Assistance Vocale Multilingue qui permet de **communiquer les instructions** de l'examen directement au patient dans **la langue de votre choix**. Les tests peuvent se réaliser en **automatique** et permettre à l'opérateur de **gagner du temps**.

Plusieurs langues disponibles : Arabe, Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Thaï. (1 langue incluse avec l'appareil)

LOGICIEL AUDIOWIN®20

LES +

- ▶ Une interface conviviale et simple d'utilisation
- ▶ Test automatique ou manuel
- ▶ Programmation de séquences d'examen
- ▶ Fonction comparaison des courbes
- ▶ Fonction bilan : étude d'un indice ou d'une fréquence
- ▶ Mode d'interfaçage pour exporter les résultats médicaux
- ▶ Interfacé avec la majorité des progiciels du marché
- ▶ Affichage des prédicts selon la norme ISO 7029
- ▶ Impression sélective des examens
- ▶ Export PDF automatique

▶ Nombreux calculs d'indices :

MP42, IPA, PAM, DP42.01, HSE, MERLUZZI 1979, MPB2002, perte d'audition asymétrique, critères SNCF, SIGYCOPI : attribution des paliers auditifs pour la lettre O permettant de déterminer l'aptitude d'un individu à exercer dans l'armée française, au sein des pompiers (SDIS).

exemple
rapport Sigycop



Logiciel fourni avec l'appareil, 1 licence par poste



83% des français gênés par le bruit
le sont sur leur lieu de travail
(Enquête Ifop - JNA 2022 Bruit et santé)

L'**hypoacousie** est un type de surdité reconnue comme une **maladie professionnelle**. Elle est inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles du Décret n° 63-405 du 10/04/1963, mis à jour le 25/09/2003. Elle est diagnostiquée suite à une audiométrie faisant apparaître sur la meilleure oreille un **déficit d'au moins 35 dB**, réalisée après cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours (Source INRS).

VOTRE DISTRIBUTEUR



ACCESSOIRES (inclus avec votre appareil)

- 1 boîte de bonnettes biocompatibles à usage unique (Préserve la durée de vie de vos coussinets, plus hygiénique et n'atténue pas le son)
- 1 housse de transport

AUTRES ACCESSOIRES (non inclus)

- **Support de casque** (s'ajuste à votre bureau et préserve vos câbles)
- **L'Assistance Vocale Multilingue (AVM)**

*pour l'achat d'un appareil ADL20.
Port de bonnettes obligatoire.

2
ANS
GARANTIE
ADL20



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

