

VISUELE OPSPORING



AUTOMATISERING BINNEN HANDBEREIK **VISIOCLICK**[®]

AUTOMATISCH OPSPOREN VAN GEZICHTSPROBLEMEN

- ▶ Is geschikt voor uw Visiolite[®]
- ▶ Apparatuur Automatisering van alle tests
- ▶ Gesproken instructies in meer talen
- ▶ Compact en lichtgewicht



CE





PERFORMANCE VOOR ALLES

Maak van uw Visiolite® Master of Master GT een geautomatiseerd apparaat. VisioClick® is ook geschikt voor eerdere versies, vanaf 2012. Hij is compact en licht en klaar voor gebruik zodra u hem in het stop-contact steekt. U hoeft alleen de Visiolite®-software bij te werken. De operator hoeft niet langer aanwezig te zijn tijdens het onderzoek: met de gesproken aanwijzingen in meer talen kan iedereen het begrijpen.

STAP 1



De patiënt zet de headset op en ontvangt de gesproken instructies voor de tests die op de Visiolite® worden weergegeven. Meerdere talen beschikbaar.

STAP 2



De patiënt reageert direct op de instructies door op het antwoordvak te klikken.

STAP 3



De resultaten worden automatisch opgeslagen.

STAP 4



De patiënt en de operator worden geïnformeerd dat het onderzoek is afgelopen. De resultaten worden opgeslagen en kunnen worden gekoppeld aan alle «bedrijfssoftware».



VISIOLITE® SOFTWARE

Specifieke softwarefuncties:

- ▶ Dit apparaat kan alle tests afzonderlijk uitvoeren in de volgorde van uw keuze of het hele al geprogrammeerde testprotocol
- ▶ Aanmaken van te personaliseren bedrijfsreeksen die in automatische modus uitgevoerd kunnen worden
- ▶ Gesproken instructies in meer talen (Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Pools, Portugees, Turks, Arabisch, enz.)
 - ▶ Interfacing met softwarepakketten op de markt (MEDTRA, HEALTH@WORK, STETHO, PREVENTIEL, KITRY, DINAMIT, PADOA, etc.)

UW DISTRIBUTEUR

**1 DOOS VAN
50 PAAR MET
VOORZETLENZEN GRATIS***

**Biocompatibele oordophoezen voor
eenmalig gebruik voor al uw tests**
Dragen van oordophoezen aanbevolen.

Voordelen:

- Behoudt de levensduur van de elektroden
- Meer hygiënische oplossing
- Diam. 8 cm, past op een groot aantal oorkappen
- Geen vermindering van de meetkwaliteit

ACCESSOIRES

(inbegrepen bij uw apparaat)

- Kap + standaard
- 1 draagtas
- 1 doos biocompatibele oordophoezen

* bij aankoop van een VisioClick®-apparaat*

2
JAAR
GARANTIE
VISIOCLICK®

1
JAAR
GARANTIE
OORKAP



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

